



Konsequent **ergonomisches Design** zeichnet das hochwertige Einhand-Blutdruckmessgerät ri-san® aus. Das **Luftablassventil** lässt sich bequem **durch einfachen Fingerdruck regulieren**. Auch in latexfreier Ausführung erhältlich (bitte LF für latexfrei angeben).

- Einhandmodell 1-Schlauch-Zeiger-Blutdruckmessgerät
- Latexfreier Ball zum Aufpumpen der Manschette
- Steckschlauchanschluss oben am Manometer, für ungehinderte Blutdruckmessung
- Geeignet für Rechts- und Linkshänder
- Präzisions-Luftablassventil, fein regulierbar und verschleißfrei
- Mikrofilter schützen Luftablassventil und Mess-System
- Speziell gehärtete Kupfer-Beryllium-Membrane, nahezu alterungsfrei
- Das Präzisionswerk garantiert zuverlässige Messungen
- Membrane überdruckbelastbar bis 600 mm Hg
- Gut ablesbare lineare Skala Ø 64 mm von 0 - 300 mm Hg
- Maximale Fehlertoleranz: +/- 3 mm Hg
- In Vinyl-Reißverschlussetasche
- Umfassende Auswahl verschiedener Manschettengrößen und -Ausführungen

Ø 64 mm, 1-Schlauch
Baumwoll-Wickelmanschette Erwachsene
Baumwoll-Hakenmanschette Erwachsene
Kalibr. Nylon-Klettenmanschette Erwachsene

schiefergrau	blau	safran	grün
Nr. 1510	Nr. 1515	Nr. 1520	Nr. 1525
Nr. 1511	Nr. 1516	Nr. 1521	Nr. 1526
Nr. 1512	Nr. 1517	Nr. 1522	Nr. 1527

English: The ri-san® high-quality, palm-style sphygmomanometer is the embodiment of **ergonomic design**. The **air release valve** is conveniently regulated by **finger-tip control**. Also optionally available in a latex-free version (when ordering enter LF for latex-free).

- Palm-style model, single-tube analog sphygmomanometer
- Latex-free bulb for pumping up the cuff
- Tube connection at the top of the pressure gage for unhindered blood pressure measurement
- Suitable for right or left handed users
- Precision air release valve with fine adjustment and wear-free
- Microfilter protects air release valve and measuring system
- Specially tempered copper-beryllium diaphragm, almost non-aging
- The precision movement guarantees reliable measurements
- Diaphragm can be pressurized up to 600 mmHg
- Easily legible scale Ø 64 from 0 to 300 mmHg
- Maximum error tolerance of +/- 3 mmHg
- In vinyl zippered case
- Comprehensive selection of different sizes and versions of cuffs

Ø 64 mm, single-tube

slate-gray blue saffron green

Cotton bandage cuff, adult

No. 1510 No. 1515 No. 1520 No. 1525

Cotton hook cuff, adult

No. 1511 No. 1516 No. 1521 No. 1526

Calibrated nylon velcro cuff, adult

No. 1512 No. 1517 No. 1522 No. 1527

Français : Un **design ergonomique** rigoureux caractérise ri-san®, le tensiomètre manopore de haute qualité. Le **réglage de la valve de décompression** s'effectue confortablement, **par simple pression du doigt**.

Egalement disponible en version sans latex (veuillez mentionner « SL » pour Sans Latex)

- Tensiometre manopore à cadran, à un tube
- Poire sans latex pour le gonflage du brassard
- Raccord emboitable pour tubulure, situé sur la face supérieure du manomètre, pour une mesure non entravée de la tension artérielle.
- Conçu pour les droitiers et les gauchers
- Valve de décompression de précision, inusable et à réglage ultra-précis
- Des microfiltres protègent la valve de décompression et le système de mesure

- Membrane en alliage de cuivre au beryllium à trempe spéciale, quasiment inaltérable
- Le mécanisme de précision garantit la fiabilité des prises de mesures
- Membrane résistante à une surpression allant jusqu'à 600 mm Hg
- Bonne lisibilité de la graduation linéaire de Ø 64 mm et allant de 0 à 300 mm Hg
- Tolérance maximale d'erreur de +/- 3 mm Hg
- Livré dans un étui vinyle à fermeture éclair
- Large gamme de différents modèles et tailles de brassards

Ø 64 mm, un tube

gris ardoise bleu safran vert

Brassard enveloppant en coton, adulte

No. 1510 No. 1515 No. 1520 No. 1525

Brassard à crochets en coton, adulte

No. 1511 No. 1516 No. 1521 No. 1526

Brassard calibré à bandes velcro, en nylon, adulte

No. 1512 No. 1517 No. 1522 No. 1527

Español: Un **diseño sistemáticamente ergonómico** es la principal característica del tensiómetro ri-san®, un aparato de alta calidad para usar con una sola mano. Y a un precio muy competitivo. La **válvula de purga de aire** se regula **cómodamente mediante una simple presión del dedo**. Disponible también en versión sin látex (en ese caso debe indicarse la referencia "LF").

- Tensiometro de reloj de 1 tubo para usar con una sola mano
- Pera sin látex para inflar el brazalete
- Unión enchufable para el tubo situada en la parte superior del manómetro, para no estorbar durante la medición de la tensión
- Apto para usuarios diestros y zurdos
- Válvula de purga de precisión, con ajuste fino y sin desgaste
- Microfiltros para proteger la válvula de purga de aire y el sistema de medición

- Membrana endurecida especial de cobre-berilio, prácticamente no envejece
- El mecanismo de precisión garantiza mediciones fiables
- Membrana resistente a sobrepresiones de hasta 600 mm Hg
- Escala lineal de lectura fácil, Ø 64 mm, 0-300 mm Hg
- Máxima tolerancia de error: +/- 3 mm Hg
- Funda de vinilo con cremallera
- Amplia selección de diferentes tamaños y versiones de brazalete

Ø 64 mm, 1 tubo

gris pizarra azul azafrán verde

Brazalete de algodón arrollable, adultos

No. 1510 No. 1515 No. 1520 No. 1525

Brazalete de algodón con gancho, adultos

No. 1511 No. 1516 No. 1521 No. 1526

Brazalete de nylon calibrado, con velcro, adultos

No. 1512 No. 1517 No. 1522 No. 1527

Italiano: Lo sfigmomanometro ri-san®, da utilizzare con una mano sola, si distingue per lo straordinario design ergonomico. La valvola di sfato dell'aria può essere comodamente regolata premendo semplicemente con un dito. Disponibile anche nella versione senza lattice (si prega di indicare "LF" nell'ordine).

- Sfigmomanometro a quadrante, da utilizzare con una mano sola a 1 tubo
- Monopalla senza lattice per l'insufflazione del bracciale
- Innesto tubo nella parte superiore del manometro per una perfetta misurazione
- Indicato all'uso per destri e mancini.
- Valvola di sfato tarata di precisione e antiusura
- Microfili per la protezione della valvola di sfato e il sistema di misura

- Membrana speciale in rame-berillio temprato, praticamente inalterabile nel tempo
- La componente di precisione garantisce misurazione affidabili
- Membrana resistente a pressioni elevate fino 600 mmHg
- Scala lineare di facile lettura (Ø 64 mm) da 0 a 300 mmHg
- Tolleranza massima d'errore dell'apparecchio: +/- 3 mmHg
- Fornito di borsa in similpelle con cerniera lampo
- Ampia scelta tra bracciali di varie misure e diverse versioni

Ø 64 mm, 1 tubo

antracite blu zafferano verde

Bracciale de cotone a fascia adulti

No. 1510 No. 1515 No. 1520 No. 1525

Bracciale de cotone a ganci adulti

No. 1511 No. 1516 No. 1521 No. 1526

Bracciale calibrato velcro-nylon adulti

No. 1512 No. 1517 No. 1522 No. 1527